

ERKA.

THE ORIGINAL

Made in Germany since 1889

◆ 1914年全球首次
实现血压监测产品工
业化生产

● **102年前**

◆ 127年来，我们致力
于为医生提供最精确最
高效的血压计和听诊器

● **专注**

◆ 产品远销全球100
多个国家，成为欧洲
的典范

● **现在**

● **127年前**

◆ 1889年由理查
德·卡尔梅耶在柏
林创办ERKA

● **89年前**

◆ 1927年，公司所
生产的血压仪成为
全球血压仪产品的
典范

● **专业**

◆ 我们从加工原料
开始就注重对质量
的管控，每个细节
力求卓越



 **Cardiology【心脏】**
高性能：心脏外科·心血管内科等专门科室

 **Acoustic【原声】**
通用：一般诊断

 **Pulse【脉动】**
血压：一般诊断·护士使用

 **Child【儿童】**
儿科：儿童·新生儿适用

精选黄铜材质

ERKA听诊器胸件部分选用黄铜材质缔造。从古至今，黄铜由于传导声音的性能很好，被视为乐器制作的首选。相比不锈钢材料，声音通过黄铜传导时，内部的衰减更小，声音极少部分转换为热能损耗。ERKA听诊器利用黄铜的这种性能，制作出优异的听诊器。

※注) 部分型号胸件材质为阳极氧化铝。



2种膜片

专利双膜技术

应用类型：Cardiology【心脏】



听诊头外层为特殊塑料膜片，屏蔽外界噪音，并保护内部膜片；
内层为高等级合金材料膜片，极其灵敏，放大极高频率区域声音；
两层膜片间以共鸣箱和预放大器连接，产生共鸣及增幅作用，带来优质声效。

ERKA标准凸膜

应用类型：Acoustic、Pulse、Child
【原声】，【脉动】，【儿童】



ERKA标准凸膜可同时听取高频和低频的声音，是专业医疗人员的理想选择。
通过金属膜片夹持环对膜片施加压力，使其凸起。这样的设计显著改善听诊效果。

CARDIOLOG 【心脏】

高性能：心脏外科·心血管内科等专门科室


Sensitive 灵敏系列

Precise 精准系列

Classic 经典系列



ERKA.
THE ORIGINAL
Made in Germany since 1889



Sensitive 灵敏系列

★性能10+ ★8年保修

双膜片专利技术，使得本产品在高音和低音区域，甚至在一些难以到达的听诊区域，均能获得优异的听诊效果。ERKA Sensitive是心脏、肺部和肠道声音诊断众多应用中性能最优异，表现最完美的产品。



◆双膜



◆黄铜胸件



◆双听管



◆超柔软硅胶耳塞

推荐使用对象：

心脏专科医师、内科医师、麻醉科医师、救护医师、家庭医师、医助、护理员、医学教学专业人员、医学专业学生等。

ERKA.
THE ORIGINAL
Made in Germany since 1889



Precise 精准系列

★性能10+ ★8年保修

双膜双用听诊器。一侧采用专利双膜，另一侧采用钟型结构，可根据使用需求自有切换




◆双用



◆双膜



◆黄铜胸件



◆双听管



◆超柔软硅胶耳塞

推荐使用对象：

心脏专科医师、内科医师、麻醉科医师、救护人员、家庭医师、医助、护理员、医学教学专业人员、医学专业学生等。

ERKA.
THE ORIGINAL
Made in Germany since 1899



Classic 经典系列

★性能10+ ★5年保修

日臻完善的声室几何构造，搭配现代气息的双膜技术，胸件黄铜比例优化，带来完美的听诊效果。



◆双膜



◆黄铜胸件



◆双听管



◆超柔软硅胶耳塞

推荐使用对象：

心脏专科医师、内科医师、麻醉科医师、救护人员、家庭医师、医助、护理员、医学教学专业人员、医学专业学生等。

ACOUSTIC 【原声】

通用：一般诊断

Finesse 灵巧系列

Erkaphon 实用系列



ERKA.
THE ORIGINAL
Made in Germany since 1889



Finesse² 灵巧系列升级版

★性能10 ★5年保修

双面膜结构。较大一侧适用于成人，较小一侧则可用于儿童和瘦弱者。



◆标准凸膜



◆黄铜胸件



◆双听管



◆超柔软硅胶耳塞

※注) 另有普通版Finesse和简约版Finesse Light可选



推荐使用对象:

心脏专科医师、内科医师、麻醉科医师、救护人员、医助、护理员、医学教学专业人员、医学专业学生等。

ERKA.
THE ORIGINAL
Made in Germany since 1899



ERKAPhon Duo 实用系列

★性能8+ ★2年保修

匠心独运的设计，高贵优雅的线条，使听诊器成为您独一无二的珍品。



◆ 双用



◆ 标准凸膜



◆ 黄铜胸件

※注) 另有阳极氧化铝版Erkaphon、纯黑版Erkaphon Duo Black Line可选。

推荐使用对象：

救护人员、医助、护士、护理人员等。

PULSE【脉动】

血压：一般诊断·护士使用

Erkaphon 实用系列





ERKAPhon 实用系列

★性能8+ ★2年保修

日常检测和血压测量的理想之选。超扁胸件能够方便地放置在袖带之下，完全满足护士和护理员的日常需求。

※注) 另有阳极氧化铝版Erkaphon Alu、纯黑版Erkaphon Black Line可选。



◆标准凸膜



◆黄铜胸件

推荐使用对象:

救护人员、医助、护士、护理员等。

CHILD 【儿童】

儿科：儿童·新生儿适用

Finesse 灵巧系列

Erkaphon 实用系列



ERKA.
THE ORIGINAL
Made in Germany since 1889



Finesse Child 灵巧系列儿科版

★性能9 ★5年保修

超小型双面翻转听诊头，儿科听诊器的不二之选，能够在全频率范围内精确听诊。

※注) 另有升级版Finesse² Child 和简约版Finesse Light Child可选。



◆标准凸膜



◆黄铜胸件

推荐使用对象:

儿科医师

ERKA.
THE ORIGINAL
Made in Germany since 1899



Erkaphon Child实用系列儿科版

★性能8+ ★2年保修

超小型扁状转听诊头。精心设计，量身打造。



◆标准凸膜



◆黄铜胸件

推荐使用对象：

儿科医师

保养说明

如果使用时存在直接的身体接触（患者/研究人员），则确保使用前已进行了一次消毒清洗。不得将听诊器浸泡在液体中或进行高压蒸汽灭菌。可以用消毒喷雾或消毒湿巾清洁听诊器：

- 消毒喷雾：在所有部件上喷洒清洗剂/消毒剂，然后依制造商说明让制剂发挥所用。必要时可用一块干燥的棉布再次擦拭。
- 消毒湿巾：用清洁剂/消毒剂润湿听诊器或纸巾。然后轻柔地擦拭表面。
- 只能使用干净柔软的棉布来辅助这些清洗方法。



更多系列型号听诊器请关注

ERKA微信公众号

